

ANTICUERPOS CITOTÓXICOS

En esta sección se realizará la gestión de los anticuerpos citotóxicos que se le realizan entre donantes y los receptores

Una vez se ingresa a este módulo se visualizará una pantalla como la siguiente:

ID Participantes	Nombres participantes	Institución	Fecha de estudio	ID del donante	Nombres donantes
<input type="checkbox"/> 123456	PRUEBAS PRUEBAS	INSTITUCION1	24/05/2024	1	PRUEBA PRUEBA PRUEBA PRUEBA
<input type="checkbox"/> 123456	PRUEBAS PRUEBAS	INSTITUCION1	24/05/2024	8090	PRUEBAS PREUABS
<input type="checkbox"/> 53095466	DIAZ GARCIA JENNIFER PAOLA	INSTITUCION5	24/05/2024	444444	GARCIA LAURA
<input type="checkbox"/> 53095466	DIAZ GARCIA JENNIFER PAOLA	INSTITUCION5	24/05/2024	444444	GARCIA LAURA
<input type="checkbox"/> 53095466	DIAZ GARCIA JENNIFER PAOLA	INSTITUCION5	24/05/2024	987	MURCIA MONICA
<input type="checkbox"/> 53095466	DIAZ GARCIA JENNIFER PAOLA	INSTITUCION5	24/05/2024	987	MURCIA MONICA

1. **Filtro de búsqueda por donante:** Permite realizar búsqueda por número de identificación y por nombre del donante.
2. **Filtro de búsqueda por participante:** Permite realizar búsqueda por número de identificación y por nombre del receptor q ha sido asignados como participante.
3. **Fecha inicial:** permite filtrar por la fecha de creación de los anticuerpos citotóxicos.
4. **Fecha final:** permite filtrar por la fecha de creación de los anticuerpos citotóxicos.
5. **Crear anticuerpo citotóxico:** En esta pestaña se ingresa toda la información relacionada al anticuerpo citotóxico.
6. **Exportar:** Permite generar un .zip con todos los reportes citotóxicos de los datos seleccionados en la lista.
7. **Selección del anticuerpo citotóxico:** opción para seleccionar los datos que deseo incluir en el .zip.
8. **Listas de los anticuerpos citotóxicos** que cumplan con el filtro seleccionado
9. **Editar el anticuerpo citotóxico:** Permite editar el anticuerpo citotóxico seleccionado.
10. **Ver PDF:** permite visualizar un preliminar o guardar el PDF de la fila seleccionada se debe seleccionar la fecha de entrega de resultados y el aprobador para generar el reporte.

Para realizar la gestión de un anticuerpo citotóxicos damos click en el botón de crear, una vez realizada esta acción se desplegará una modal como la siguiente:

Nuevo anticuerpo citotóxico

Donantes

Seleccionar el donante

Fecha de estudio

27/05/2024

Institución

Seleccionar la Institución

Participantes

Seleccionar el participante

Fecha de recepción de la muestra

AloT4

1

AloB4

1

AloT20

1

AloB20

1

AloT37

1

AloB37

1

AloDnt4

1

AloDntB4

1

AloDnt20

1

AloDntB20

1

AloDnt37

1

AloDntB37

1

Se deberá seleccionar el donante, se selecciona la institución, la cual realiza el filtro de los participantes para cargar solo los pertenecientes a la institución seleccionada.

Una vez se seleccione el participante el sistema automáticamente buscara si dicha relación entre participante y donante ya existe de ser así, se cargarán los resultados de anticuerpo citotóxico entre estos para poder ser editados.